

Scénario de test complet — BP Monitor Mobile

Préparation

```
# Démarrer le backend
docker-compose up -d

# Vérifier
curl http://localhost:8000/health

# Lancer Flutter
cd mobile
flutter run
```

Données de test disponibles

```
Super Admin :
  email      : admin@bpmonitor.com
  password   : secret

Médecin :
  email      : kofi.mensah@bpmonitor.com
  password   : secret

Patient :
  email      : ama.koffi@bpmonitor.com
  password   : secret

Organisations :
  code       : HOPITAL_LOME
  code       : CLINIQUE_BIASA
```

ACTE 1 — Découverte (Onboarding)

Contexte : Premier lancement de l'application

ÉTAPE 1.1 – Lancer l'application

- L'écran onboarding s'affiche automatiquement
- Page 1 : "Bienvenue sur BP Monitor" ✓

ÉTAPE 1.2 – Parcourir les 6 pages

- Page 2 : "Préparez-vous" – position correcte ✓
- Page 3 : "Placez le brassard" ✓
- Page 4 : "Lisez les chiffres" – exemple 120/80 visible ✓
- Page 5 : "Règle 3-3-3" – 3 cartes visibles ✓
- Page 6 : "Comprenez vos résultats" – 4 catégories colorées ✓

ÉTAPE 1.3 – Passer l'onboarding

- Cliquer "Passer" sur la page 2
- Redirection vers /login ✓



ACTE 2 — Inscription d'un nouveau patient

Contexte : Un nouveau patient s'inscrit depuis sa clinique

ÉTAPE 2.1 – Aller sur l'écran Register

→ Cliquer "S'inscrire" sur le login ✓

ÉTAPE 2.2 – Remplir le formulaire

username : yao.nouvel

email : yao.nouvel@email.com

password : secret123

prénom : Yao

nom : Nouvel

téléphone : +22890000099

code org : HOPITAL_LOME

ÉTAPE 2.3 – Valider

→ Compte créé ✓

→ Redirigé vers /home ✓

→ Message de bienvenue "Bonjour, Yao" ✓

ÉTAPE 2.4 – Vérifier l'accueil

→ Carte "Aucune mesure encore" visible ✓

→ Progression 0/6 ✓

→ Règle 3-3-3 visible ✓



ACTE 3 — Patient choisit son médecin

Contexte : Yao veut se rattacher au Dr Kofi

ÉTAPE 3.1 – Aller sur le profil

→ Cliquer icône profil en haut à droite ✓

→ Profil de Yao affiché ✓

→ Section "Médecin référent" → "Aucun médecin assigné" ✓

ÉTAPE 3.2 – Choisir un médecin

→ Cliquer "Choisir mon médecin" ✓

→ Bottom sheet s'ouvre ✓

→ Tab "Liste des médecins" → Dr Kofi Mensah visible ✓

ÉTAPE 3.3 – Sélectionner Dr Kofi

→ Cliquer sur Dr Kofi → surlignage vert ✓

→ Cliquer "Confirmer le choix" ✓

→ Message "Médecin assigné avec succès !" ✓

→ Profil mis à jour → Dr Kofi affiché ✓



ACTE 4 — Première session de mesures (Jour 1 — Matin)

Contexte : Yao prend ses 3 mesures du matin – Jour 1

ÉTAPE 4.1 – Mesure 1/3 – Normale

- Cliquer "Nouvelle mesure" ✓
- Sélectionner Jour 1 / Matin ✓
- Systolique : 118
- Diastolique : 76
- Pouls : 72
- Analyse temps réel → carte verte "Tension normale" ✓
- Cliquer "Enregistrer" ✓
- Snackbar "✓ Mesure enregistrée !" ✓
- Retour accueil → Progression 1/6 ✓

ÉTAPE 4.2 – Mesure 2/3 – Normale

- Nouvelle mesure → Jour 1 / Matin / Mesure 2
- Systolique : 122
- Diastolique : 78
- Pouls : 74
- Enregistrer ✓
- Progression 2/6 ✓

ÉTAPE 4.3 – Mesure 3/3 – Élevée

- Nouvelle mesure → Jour 1 / Matin / Mesure 3
- Systolique : 135
- Diastolique : 87
- Pouls : 80
- Analyse → carte orange "Tension élevée" 🟡
- Enregistrer ✓
- Progression 3/6 ✓
- Dernière mesure → badge "Élevée" ✓



ACTE 5 — Mesures du soir (Jour 1 — Soir)

Contexte : Yao prend ses 3 mesures du soir – Jour 1

ÉTAPE 5.1 – Mesure 1/3 soir – Normale

- Nouvelle mesure → Jour 1 / Soir / Mesure 1
- Systolique : 120
- Diastolique : 80
- Pouls : 70
- Enregistrer ✓

ÉTAPE 5.2 – Mesure 2/3 soir – Normale

- Nouvelle mesure → Jour 1 / Soir / Mesure 2
- Systolique : 125
- Diastolique : 82
- Enregistrer ✓

ÉTAPE 5.3 – Mesure CRITIQUE 🚨

- Nouvelle mesure → Jour 1 / Soir / Mesure 3
- Systolique : 185
- Diastolique : 115
- Pouls : 95
- Analyse → carte rouge "Tension CRITIQUE" 🚨
- Enregistrer ✓
- Vérifier SMS reçu sur téléphone patient ✓
- Vérifier SMS reçu sur téléphone médecin ✓
- Alerte créée en base ✓

ACTE 6 — Consulter l'historique

Contexte : Yao consulte son historique après le Jour 1

ÉTAPE 6.1 – Ouvrir l'historique

- Cliquer "Historique" dans la bottom nav ☒
- Stats affichées (6 mesures) ☒
- Moyenne systolique calculée ☒

ÉTAPE 6.2 – Vérifier le graphique

- Courbe rouge (systolique) visible ☒
- Courbe verte pointillée (diastolique) ☒
- Points sur les 6 mesures ☒

ÉTAPE 6.3 – Sessions récentes

- Session "Aujourd'hui" visible ☒
- Nombre de mesures : 6 ☒
- Badge catégorie cohérent ☒
- Moyennes correctes ☒

ACTE 7 — Consulter les alertes patient

Contexte : Yao vérifie ses alertes

ÉTAPE 7.1 – Ouvrir les alertes

- Cliquer "Alertes" dans la bottom nav ☒
- Badge rouge avec "1" visible dans l'appbar ☒

ÉTAPE 7.2 – Vérifier l'alerte critique

- Alerte "Critique 🚨" visible en premier ☒
- Systolique 185 / Diastolique 115 affichés ☒
- Message d'alerte visible ☒
- Statut "EN_ATTENTE" ☒

ACTE 8 — Connexion médecin

Contexte : Dr Kofi se connecte pour traiter les alertes

ÉTAPE 8.1 – Déconnexion patient

- Profil → "Se déconnecter" ☒
- Dialogue confirmation → Confirmer ☒
- Retour vers /login ☒

ÉTAPE 8.2 – Connexion médecin

- identifiant : kofi.mensah@bpmonitor.com
- password : secret
- Connexion ☒
- Redirigé vers /medecin/dashboard ☒

ÉTAPE 8.3 – Vérifier le dashboard

- "Dr. Kofi Mensah" affiché ☒
- Stats : Alertes critiques = 1 ☒
- Carte patient critique visible ☒
- Systolique 185 / Diastolique 115 ☒

ACTE 9 — Médecin traite l'alerte

Contexte : Dr Kofi acquitte l'alerte de Yao

ÉTAPE 9.1 – Acquitter l'alerte

- Cliquer "Acquitter" sur la carte ☒
- Dialogue "Confirmez-vous avoir pris en charge ?" ☒
- Cliquer "Confirmer" ☒
- SnackBar " ☒ Alerte acquittée" ☒
- Alerte disparaît du dashboard ☒
- Stats : Alertes critiques = 0 ☒

ÉTAPE 9.2 – Inviter un patient

- Cliquer "Inviter un patient" ☒
- Code généré (ex: ABC12345) ☒
- Noter le code ☒

ACTE 10 — Connexion Admin

Contexte : L'admin gère la plateforme

ÉTAPE 10.1 – Connexion admin

- Déconnecter le médecin ☒
- identifiant : admin@bpmonitor.com
- password : secret ☒
- Redirigé vers /medecin/dashboard ☒
- Section "Administration" visible ☒

ÉTAPE 10.2 – Gérer les organisations

- Cliquer "Gérer les organisations" ☒
- Liste : HOPITAL_LOME + CLINIQUE_BIASA ☒
- Bouton "+" → créer nouvelle organisation ☒
- nom : Centre Médical Bè
- code : CENTRE_BE ☒
- Organisation créée et listée ☒

ÉTAPE 10.3 – Gérer les utilisateurs

- Retour dashboard → "Gérer les utilisateurs" ☒
- Liste de tous les utilisateurs ☒
- Filtrer par "Médecins" → seuls les médecins ☒
- Filtrer par "Patients" → seuls les patients ☒
- Créer un nouveau médecin :
 - username : dr.nouvelle
 - email : dr.nouvelle@email.com
 - password : secret123
 - role : medecin ☒
- Médecin créé et visible dans la liste ☒

ÉTAPE 10.4 – Voir les rôles

- Retour dashboard → "Gérer les rôles" ☒
- 4 rôles listés ☒
- Cliquer "Super Admin" → permissions expand ☒
- Cliquer "Patient" → 4 permissions ☒



ACTE 11 — Patient utilise le code invitation

Contexte : Yao utilise le code d'invitation du Dr Kofi

ÉTAPE 11.1 – Reconnecter Yao

- Déconnecter admin ✓
- identifiant : yao.nouvel@email.com
- password : secret123 ✓

ÉTAPE 11.2 – Utiliser le code

- Profil → "Choisir mon médecin" ✓
- Tab "Code invitation" ✓
- Entrer le code : ABC12345 ✓
- Cliquer "Valider le code" ✓
- "Invitation acceptée !" ✓
- Médecin mis à jour sur le profil ✓



Checklist finale

Onboarding	✓ 6 pages complètes
Register	✓ avec code organisation
Login	✓ email + username + téléphone
Accueil	✓ dernière mesure + progression
Saisie	✓ analyse temps réel + enregistrement
Alerte critique	✓ SMS patient + médecin
Historique	✓ graphique + sessions
Alertes patient	✓ liste + statut
Dashboard médecin	✓ alertes + acquittement
Admin orgs	✓ créer organisation
Admin users	✓ créer utilisateur + filtres
Admin rôles	✓ permissions expandables
Invitation	✓ générer + accepter code
Déconnexion	✓ token supprimé

Commandes de vérification en base

```
# Vérifier les mesures créées
docker-compose exec db psql -U bp_user -d bp_monitor \
  -c "SELECT id, patient_id, systolique, diastolique, categorie FROM mesures ORDER BY id DESC;"

# Vérifier les alertes
docker-compose exec db psql -U bp_user -d bp_monitor \
  -c "SELECT id, patient_id, niveau, statut, acquittee_par FROM alertes;"

# Vérifier les invitations
docker-compose exec db psql -U bp_user -d bp_monitor \
  -c "SELECT id, code, medecin_id, patient_id, est_utilise FROM invitations;"

# Vérifier les patients et médecins liés
docker-compose exec db psql -U bp_user -d bp_monitor \
  -c "SELECT p.id, u.email, p.medecin_id, p.organisation_id FROM patients p JOIN users u ON p.user_id = u.id;"
```

Suivez les actes dans l'ordre et dites-moi ce que vous voyez à chaque étape. 🚀